CHARDER · TALLÍMETRO INFANTIL

Tallímetro infantil mecánico CHARDER HM80M

Tallímetro mecánico que se instala sobre la balanza neonatal Charder MS5900 para pesar al bebé y medir su longitud al mismo tiempo, sin moverlo de la bandeja. Escala de 35 a 80 cm con graduación de 1 mm.



HM80M Tallímetro mecánico de 35 a 80 cm



MS5900 Montado en la balanza neonatal

Peso y talla a la vez

Mide la longitud sin pasar al bebé a otra superficie.

Rango de 35 a 80 cm

Graduación de 1 mm y de 1/16 de pulgada.

Montaje en la balanza

Se instala sobre la balanza neonatal Charder MS5900.

Lectura directa

Escala impresa, sin pilas ni partes electrónicas.

Neonatología · CRED · Pediatría · Sala de partos

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

CHARDER HM80M · Tallímetro infantil

Modelo	HM80M
Tipo	Tallímetro infantil mecánico (infantómetro) para balanza neonatal
Rango de medición	35 a 80 cm (14 a 31,5 pulg)
Graduación	1 mm · 1/16 pulg
Lectura	Escala impresa
Uso	Medición de la longitud del bebé acostado, al mismo tiempo que se pesa
Instalación	Se monta sobre la balanza neonatal Charder MS5900
Marca	Charder (Taiwán) · representante exclusivo en Perú: MD Perú



Soporte de montaje del HM80M en la balanza.

HM80M o HM80D

	HM80M	HM80D
Lectura	Escala	Escala y LCD
Rango	35–80 cm	35–80 cm
Graduación	1 mm	1 mm

Cómo se mide

1. Colocar al bebé boca arriba en la bandeja de la balanza, con la cabeza contra el tope fijo.
2. Mantener las piernas extendidas y deslizar el tope móvil hasta la planta de los pies.
3. Leer la longitud en la escala del tallímetro y el peso en la pantalla de la balanza.

Compatible con

- Balanza neonatal Charder MS5900 (CHD-BAL-011)
- Otras balanzas para bebés Charder compatibles (consultar)

Ventajas

- Peso y talla en una sola maniobra
- Menos manipulación del recién nacido
- Medición estandarizada para controles CRED
- Mecánico: sin pilas y de bajo mantenimiento

Cuidado y uso

- Limpiar y desinfectar los topes después de cada bebé
- No apoyar peso ni presionar sobre el tallímetro
- Verificar que el tope móvil se deslice con suavidad
- Guardarlo sin golpes cuando se retire de la balanza

Marca · Modelo
CHARDER HM80M

Código MD Perú
CHD-TAL-004

Imágenes referenciales. La balanza MS5900 se vende por separado. Especificaciones según la ficha técnica de Charder Electronic Co., Ltd. (Taiwán).

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC