CHARDER · TALLÍMETRO INFANTIL

Tallímetro infantil digital CHARDER HM80D

Tallímetro digital que se instala sobre la balanza neonatal Charder MS5900 para pesar al bebé y medir su longitud al mismo tiempo. El resultado se lee en la escala o en la pantalla LCD integrada. Rango de 35 a 80 cm con graduación de 1 mm.



HM80D Tallímetro digital con pantalla LCD



MS5900 Montado en la balanza neonatal

Pantalla LCD

Lectura digital de la longitud, además de la escala.

Peso y talla a la vez

Mide sin pasar al bebé a otra superficie.

Rango de 35 a 80 cm

Graduación de 1 mm y de 1/16 de pulgada.

Montaje en la balanza

Se instala sobre la balanza neonatal Charder MS5900.

Neonatología · CRED · Pediatría · Sala de partos

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

CHARDER HM80D · Tallímetro infantil

Modelo	HM80D
Tipo	Tallímetro infantil digital (infantómetro) para balanza neonatal
Rango de medición	35 a 80 cm (14 a 31,5 pulg)
Graduación	1 mm · 1/16 pulg
Lectura	Escala impresa y pantalla LCD integrada
Uso	Medición de la longitud del bebé acostado, al mismo tiempo que se pesa
Instalación	Se monta sobre la balanza neonatal Charder MS5900
Marca	Charder (Taiwán) · representante exclusivo en Perú: MD Perú



Pantalla LCD del HM80D con la lectura de la longitud.

Cómo se mide

1. Colocar al bebé boca arriba en la bandeja de la balanza, con la cabeza contra el tope fijo.
2. Mantener las piernas extendidas y deslizar el tope móvil hasta la planta de los pies.
3. Leer la longitud en la pantalla LCD o en la escala, y el peso en la pantalla de la balanza.

HM80M o HM80D

	HM80M	HM80D
Lectura	Escala	Escala y LCD
Rango	35–80 cm	35–80 cm
Graduación	1 mm	1 mm

Compatible con

- Balanza neonatal Charder MS5900 (CHD-BAL-011)
- Otras balanzas para bebés Charder compatibles (consultar)

Ventajas

- Peso y talla en una sola maniobra
- Lectura digital: menos errores al anotar
- Menos manipulación del recién nacido
- Medición estandarizada para controles CRED

Cuidado y uso

- Limpiar y desinfectar los topes después de cada bebé
- No apoyar peso ni presionar sobre el tallímetro
- Verificar que el tope móvil se deslice con suavidad
- Proteger la pantalla de golpes y humedad

Marca · Modelo
CHARDER HM80D

Código MD Perú
CHD-TAL-005

Imágenes referenciales. La balanza MS5900 se vende por separado. Especificaciones según la ficha técnica de Charder Electronic Co., Ltd. (Taiwán).

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC