

# JPD-HA121

TENSIÓMETRO DIGITAL



# DESCRIPCIÓN

El tensiómetro digital es un **monitor electrónico de la presión arterial**, que **permite la medición del pulso y las presiones sistólica y diastólica** de forma rápida, sencilla y automática. El JPD-HA121 es capaz de detectar arritmias en tiempo real, lo que lo hace ideal para mantener un control rutinario, ya que, además de disponer de memoria de almacenamiento interna, **podrá configurar una alarma sonora** para no tener que recordar la hora de su próxima medición y **conectarlo a su dispositivo móvil mediante una aplicación multiusuario** (Disponible para Playstore o Apple Store).



**JUMPER**  
京柏医疗



## PRECISIÓN

La técnica avanzada de medición por método oscilométrico ofrece una lectura precisa que es vital para controlar la presión arterial.



## APP DE CONTROL

Conecte su dispositivo móvil mediante Bluetooth a la App **JUMPER Health** y realice el seguimiento de su estado físico mediante la visualización y comparación de todos los datos de cada medición.



## INDICADOR DE LATIDO IRREGULAR

El Jumper JPD-HA121 es capaz de detectar arritmias en tiempo real. Una arritmia es una anomalía de la periodicidad de los latidos del corazón: demasiado lentos, demasiado rápidos o sin un desarrollo rítmico y regular.

# FUNCIONAMIENTO

## ALIMENTACIÓN

El monitor funciona tanto con baterías AA (que podrá reemplazar por baterías recargables) como con alimentación externa a través de un USB (que podrá conectar a 220V con su debido adaptador)

## ALARMA DE MEDICIÓN

Configure la fecha y hora en su monitor para activar la opción de alarma y circule con tranquilidad sabiendo que el dispositivo sonará cuando sea su momento de realizar una nueva medición.

## BRAZALETE INTELIGENTE

Su sistema de presurización automático basado en la medición de la presión arterial, reduce las molestias causadas por una presión incorrecta o excesiva; acortando también, el tiempo de medición.

## PERFECTO PARA VIAJAR

Su bolso de almacenamiento semi impermeable, lo hace muy sencillo de transportar y mantener limpio para ser utilizado en cualquier momento.



## PANTALLA

La gran pantalla LCD proporciona una experiencia de lectura conveniente para usuarios con dificultad visual. Solo pulse el botón central para iniciar la medición y el dispositivo comenzará a inflar el brazalete con el medidor para luego mostrarle los resultados durante varios segundos.

# GARANTIA

Contamos con **garantías oficiales** de 6 meses que incluyen los siguientes servicios:

- + Asesoramiento para el uso.
- + Soporte técnico especializado.
- + Respuesta inmediata en caso de mal funcionamiento.



MD

# FICHA TÉCNICA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PANTALLA

Tipo: LCD digital.  
Dimensiones: 7,8 x 9 cm

### MEDICIÓN

Método: oscilométrico.  
Lugar de aplicación: Parte superior del brazo.  
Rango de presión arterial: 0-295 mmHg (0 kPa-39.3 kPa).  
Rango de pulso: 40-199 latidos de pulso/min.

### MEMORIA

99 lecturas x 2 usuarios

### MODO DE APAGADO

Manual y automático.

### BRAZALETE INTELIGENTE

Circunferencia aplicable de 22-36 cm.

### APLICACIÓN

JUMPER Health.  
Playstore o Apple Store.

### ALIMENTACIÓN

4 pilas secas AA o soporte USB.

## VALORES REGULARES

La medición regular de la presión o tensión de nuestro cuerpo, es una acción que puede ayudarnos a identificar y resolver problemas de salud con mayor rapidez. Para poder hacer un **control consciente**, es importante tener en cuenta que toda medición, deberá ser monitoreada gracias al contacto directo con un médico de cabecera, que será el encargado de analizar posibles irregularidades del pulso.

## INCLUYE


- 1 Unidad digital de monitoreo automático de la presión arterial.
- 1 Brazaletes para brazo superior de 22 a 36 cm.
- 4 pilas alcalinas AA (no recargables)
- 1 Bolso de transporte
- 1 Manual del usuario
- 1 Garantía oficial



APROBADO POR

CE 0482

Cumple con los MDD93 / 42 / EECrequirements.



MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

# Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ [ventas@mdperu.com](mailto:ventas@mdperu.com)

☎ +51 936 276 826

🌐 [mdperu.com](http://mdperu.com)

☎ +51 1 4073376

📍 Av. El Ejército 1180. Edificio Time  
Ofic. 1309 - Magdalena - Lima