



TENSIOMETRO RIESTER

Modelo: Ri-champion

DES CRIP CIÓN

El tensiómetro digital ri-champion es un monitor electrónico de la presión arterial, que permite la medición del pulso y las presiones sistólica y diastólica de forma rápida, sencilla y automática. Ideal para un control rutinario.

Marca: **RIESTER**

Procedencia: Alemania



CE

ANSI

EN1060-1
EN1060-3
EN1060-4

AVALADO POR



BRAZALETE INTELIGENTE

Los brazaletes contienen látex de caucho natural, y su sistema de presurización automático, basado en la medición de la presión arterial, reduce las molestias causadas por una presión incorrecta o excesiva; acortando también, el tiempo de medición.



PANTALLA

Su pantalla LCD de grandes dimensiones, y fabricada en cristal líquido, proporciona una experiencia de lectura ideal para usuarios con dificultad visual.



RECONOCIMIENTO DE ARRITMIA CARDÍACA

En caso de encontrar irregularidades en el momento de la medición, una alarma visual en forma de corazón (♥) aparecerá en la pantalla. Si detecta que la alarma aparece con cierta regularidad (varias veces a la semana realizando mediciones a diario) le recomendamos acudir y consultar a su médico de su confianza.

FUNCION- NAMIENTO

ALIMENTACIÓN

El monitor funciona tanto con baterías AA recargables como con alimentación externa a través de un USB opcional.



Tomar en cuenta que para la alimentación externa, solo se puede garantizar la buena función cuando se utiliza los instrumentos y accesorios de la casa Riester.

INTERRUPCIÓN DE LA MEDICIÓN

En caso de emergencia, detenga la medición aliviando automáticamente la presión del brazalete con el botón INICIO.

HORA Y FECHA

Registre la hora y fecha de cada medición de forma automática para llevar un control exacto de su presión. Este dato es de gran relevancia a la hora de analizar la salud del paciente, debido a que la presión arterial a menudo cambia a lo largo del día.

ALMACENAJE PARA EL BRAZALETE

Almacene de forma ordenada el brazalete inflable del dispositivo en el espacio posterior del equipo.



INFORMACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PRESIÓN SANGUÍNEA Y SU MEDICIÓN

Tabla de clasificación de los valores de la presión sanguínea (en mm de Hg) de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud:

NIVEL	PRESIÓN DIASTÓLICA	PRESIÓN SISTÓLICA	MEDIDAS A TOMAR
Hipotensión inferior	inferior a 100	inferior a 60	consulte a su médico
Valores normales	entre 100 y 140	entre 60 y 90	autocomprobación
Límite de hipertensión	entre 140 y 160	entre 90 y 100	consulte a su médico
Hipertensión moderadamente grave	entre 160 y 180	entre 100 y 110	consulte a su médico
Hipertensión grave urgentemente	superior a 180	superior a 110	consulte a su médico





ALMACENAMIENTO INTERNO

Guarde, visualice o elimine hasta 99 mediciones de forma simple y automática. (Debe haber una línea apuntando al botón memory)



RECOMENDACIONES

El aparato contiene componentes electrónicos sensibles (microordenador). Por ello, evite los campos eléctricos o electromagnéticos fuertes en la proximidad directa del aparato (por ejemplo, teléfonos móviles, microondas); pueden dar lugar a la pérdida temporal de la exactitud de medición.



FUNCIO- NAMIENTO

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO

10.6 cm

ANCHO

9.8 cm

PROFUNDIDAD

16.3 cm

ALTO EMPAQUE

13 cm

ANCHO EMPAQUE

17.5 cm

PROFUNDIDAD EMPAQUE

20 cm

CAPACIDAD DE MEMORIA

99 memorias

PESO CON EMPAQUE

885 gr

MARCA

RIESTER

MODELO

RI-CHAMPION 1725

RANGO DE MEDICIÓN

30 - 280 mmHg

TAMAÑO DEL BRAZALETE

22 - 32 cm

MEMORIA DE MEDICIÓN

Si

APAGADO AUTOMATICO

Si

DETECCIÓN DE ARRITMIAS

Si

FUNCIONES DESTACADAS**COMPARTIMIENTO PARA
ALMACENAMIENTO DEL BRAZALETE****PRECISIÓN:**

Presión interior ± 3 mmHg , pulso $\pm 5\%$

ALIMENTACIÓN

4 pilas AA

COLOR

Plomo

EL DISPOSITIVO INCLUYE

Tensiometro ri-champion
Manual de instrucciones
Brazaletes velcro
Pilas AA X4

CE

ANSI

EN1060-1
EN1060-3
EN1060-4

AVALADO POR



MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ ventas@mdperu.com

☎ +51 936 276 826

🌐 mdperu.com

☎ +51 1 4073376

📍 Av. El Ejército 1180. Edificio Time
Ofic. 1309 - Magdalena - Lima