

Antioxidante o Desincrustante de Instrumental Quirúrgico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EMPAQUE:

- Envase individual de plástico color blanco, con tapa rosca de plástico.
- Garantiza la integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Rotulado indica finalidad, modo de uso, composición, conservación, precauciones y advertencias del producto.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

- Solución desincrustante ácida

CARACTERÍSTICAS

- Desarrollado para remover manchas y oxidaciones de instrumental quirúrgico inoxidable o cualquier otro utensilio de acero inoxidable.
- Revitaliza, desincrusta y devuelve el brillo a los materiales de acero inoxidable, aumentando la vida útil y la eficiencia del material.
- Producto contiene ácido fosfórico.
- Color: levemente turbio
- Olor: característico
- PH neutro: 0.2 a 1.8
- Acción en hasta 30 -40 minutos
- Requiere dilución
- **INFORMACIONES ECOLÓGICAS:** Fácilmente Biodegradable

COMPOSICIÓN

- Ácido fosfórico, aditivo, disolvente, adyuvante, conservante y agua.

PRESENTACIÓN

- Galonera de plástico de 5L