


Nombre y código del producto:

Cinta indicadora química para esterilización por vapor –**LST1250 / LST1950 / LST2550**

Descripción del producto:

La cinta indicadora química para esterilización por vapor LISTER consiste en un material de soporte plástico no celulósico con un adhesivo sensible a la presión en un lado y franjas indicadoras químicas en el otro. Las franjas indicadoras químicas cambian de color amarillo a negro tras la exposición al vapor.

**Indicaciones de uso:**

Utilice la cinta indicadora química LISTER para esterilización por vapor (LST1250 / LST1950 / LST2550) para asegurar los paquetes y como indicador externo del proceso de empaquetado, con el fin de diferenciar los artículos sin procesar de los procesados en los esterilizadores. La cinta es adecuada para su uso en envoltorios desechables no tejidos y bolsas tipo "peel open".

Performance characteristics:

Características de rendimiento	Ilustración
Vapor saturado, 121 °C, ≥ 2 mins, ≤ 10 mins; vapor saturado, 134 °C, ≥ 0.3 mins, ≤ 2 mins;	 UNPROCESSED SIN PROCESAR
	 FAILURES FALLO
	 PROCESSED AND SATISFACTORY PROCESADO Y SATISFACTORIO

Condiciones de prueba: 121 °C, 134 °C, Vapor saturado con prevacío

Información técnica:

Peso del CI	LST1250: 75g / roll LST1950: 125g / roll LST2550: 150g / roll
Periodo de validez	36 meses
Dimensiones	LST1250: 12mm*50m LST1950: 19mm*50m LST2550: 25mm*50m

Cumplimiento:

Manufactured by: LISTER BIOMEDICAL CO.,LTD.
Building 2, No.72 Shengli Road, Yixiu, Anqing, Anhui, China.
Tel. +86 556 5689070
E-mail: info@listerbiomed.com -www.listerbiomed.com

ISO 11140-1:2014 Esterilización de productos sanitarios — Indicadores químicos — Parte 1: Requisitos generales.

Empaque:

LST1250:76 ROLLS/CTN; LST1950:50 ROLLS/CTN; LST2550:36 ROLLS/CTN

Version: 20241209