MOBILIARIO CLÍNICO · ACERO INOXIDABLE

Camilla de transporte en acero inoxidable

Para salas de emergencia, cuidados intensivos y hospitalización: estructura y plataforma de acero inoxidable de larga vida útil, cabecera articulable, barandas abatibles y porta suero para traslados rápidos y seguros.



Acero inoxidable

Estructura de tubo de 1,5" x 1,2 mm y plataforma inox: higiénica y sin corrosión.

Cabecera articulable

Respaldo regulable por cremallera para ubicar al paciente.

Barandas abatibles

De tubo cuadrado, se pliegan para facilitar la transferencia del paciente.

Ruedas de 5"

Garruchas hospitalarias omnidireccionales, con freno en 2 ruedas.

Salas de emergencia · UCI y hospitalización · Traslado intrahospitalario · Clínicas y policlínicos

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883

Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por

BG Soluciones Médicas SAC

FICHA TÉCNICA

Camilla inox para transporte

Estructura	Tubo redondo y travesaños de acero inoxidable de 1,5" de diámetro x 1,2 mm
Plataforma	Desmontable, en plancha de acero inoxidable de 1,2 mm
Cabecera	Articulable mediante cremallera
Barandas	Laterales abatibles, fabricadas con tubo cuadrado
Protección	Protector perimetral anti-choque de jebe duro en C
Ruedas	4 garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, de polipropileno de 5"; freno en 2
Accesorios	Soporte porta suero
Acabado	Acero inoxidable, sin pintura: no se descascara ni se oxida
Fabricación	Nacional

Colchoneta

- Espuma de poliuretano de alta densidad, 2" de espesor
- Tapiz Korofan negro, impermeable
- Ignífugo, hipoalergénico y antibacteriano
- Resistente a cortes y punciones
- Fácil limpieza y desinfección

Dimensiones

- Largo: 180 cm
- Ancho: 60 cm
- Alto: 75 cm

Ventajas

- Acero inoxidable: máxima higiene y resistencia a la corrosión
- Desplazamiento suave y frenado seguro
- Barandas abatibles que facilitan la transferencia del paciente
- Colchoneta lavable que facilita la bioseguridad

Cuidado y mantenimiento

- Limpiar con paño húmedo y desinfectante hospitalario
- Accionar los frenos durante la atención del paciente
- Revisar periódicamente barandas, cremallera y ruedas
- No usar lejía concentrada ni esponjas metálicas sobre el acero

Garantía MD Perú
12 meses

Código MD Perú
GEN-MOB-039

Imágenes referenciales.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC