EDAN · BASE RODABLE PARA ECG

Base rodable para electrocardiógrafo EDAN · para SE-301

Base rodable original EDAN con placa de montaje diseñada para el electrocardiógrafo de 3 canales SE-301. Mantiene el equipo firme, con canastilla para el cable de paciente, electrodos y papel, y una base de 5 aspas con ruedas para moverlo entre camas y consultorios.



PLACA DE MONTAJE PARA

SE-301

Ruedas de plástico

Código EDAN: base 83.60.269947 + placa 02.01.220778

Placa para SE-301

Placa de montaje EDAN 02.01.220778, hecha para fijar el SE-301.

Canastilla

Para cable de paciente, electrodos y papel, siempre a la mano.

Base de 5 aspas

Base estable con ruedas para moverse entre camas.

Original EDAN

Accesorio del fabricante del electrocardiógrafo.

Consultorio · Emergencia · Hospitalización · Cardiología

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

EDAN · Base rodable para SE-301

Producto	Base rodable con placa de montaje y ruedas de plástico para electrocardiógrafo SE-301
Código de fábrica	83.60.269947 (base) + 02.01.220778 (placa de montaje SE-301)
Placa de montaje	Superior, específica para EDAN SE-301
Canastilla	Metálica, para accesorios
Columna	Central
Base	5 aspas con ruedas
Ruedas	Plástico
Compatibilidad	EDAN SE-301 (electrocardiógrafo de 3 canales)
Medidas y peso	Disponibles a pedido
Fabricante	EDAN Instruments · China



Base rodable con placa para SE-301

Composición

- 01 Base rodable (83.60.269947)
- 01 Placa de montaje para SE-301 (02.01.220778)
- 01 Canastilla para accesorios

Antes de cotizar

- Confirmar que el cliente tiene un SE-301
- Para SE-300B, cotizar la versión EDN-ACC-004

Ventajas

- Placa hecha para el SE-301: el equipo queda firme
- El ECG siempre a la mano y a la altura de trabajo
- Todo en un solo lugar: equipo, cable y electrodos
- Accesorio original EDAN

Cuidado y uso

- No sobrecargar la placa ni la canastilla
- Frenar o asegurar el carro cuando esté detenido
- Mover despacio en desniveles y rampas
- Limpiar con paño húmedo; no usar solventes

Marca · Modelo
EDAN · Base SE-301

Código MD Perú
EDN-ACC-005

Imágenes referenciales del proveedor. El electrocardiógrafo no está incluido. Composición según el proveedor; medidas, peso y cargas máximas a pedido.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC