KLS MARTIN · ACCESORIOS BIPOLARES

Cable bipolar de 3 m
KLS Martin 80-287-89-04

Cable de conexión para pinzas y tijeras bipolares, con enchufe internacional recto. Une el instrumento bipolar con el electrobisturí y se reutiliza: el fabricante lo indica para hasta 100 usos. Fabricado en Alemania por KLS Martin.



3 m de largo

Distancia cómoda entre el campo estéril y el equipo.

Enchufe internacional

Conector recto para instrumentos bipolares de enchufe internacional.

Reutilizable

Hasta 100 usos según el fabricante.

Calidad alemana

Fabricado por KLS Martin, Alemania.

Sala de operaciones · Cirugía general · Ginecología · Neurocirugía

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

KLS Martin · Cable bipolar 3 m

Producto	Cable bipolar con enchufe internacional recto para instrumentos bipolares
Código de fábrica	80-287-89-04
Longitud	3 m
Conexión	Enchufe internacional recto (lado del instrumento) · lado del generador tipo Valleylab
Uso	Pinzas y tijeras bipolares con conector internacional
Reutilización	Hasta 100 usos (indicación del fabricante)
Presentación	1 unidad · se entrega no estéril
Peso	0,1 kg
Fabricante	KLS Martin · Alemania

Cómo se usa

1. Reprocesar el cable antes del primer uso, según las instrucciones del fabricante.
2. Conectar el enchufe a la pinza o tijera bipolar.
3. Conectar el otro extremo a la salida bipolar del electrobisturí.
4. Verificar la conexión antes de activar.

Antes de cotizar

- Confirmar la marca y el modelo del electrobisturí del cliente
- Confirmar el tipo de conector de la pinza bipolar



Cable bipolar KLS Martin, 3 m

Ventajas

- Reutilizable: menor costo por procedimiento
- Largo de 3 m, cómodo en sala
- Conector internacional de uso extendido
- Calidad y trazabilidad KLS Martin

Cuidado y uso

- Revisar el aislamiento antes de cada uso; descartar si está dañado
- No doblar en ángulos cerrados ni anudar
- Limpiar y esterilizar según las instrucciones del fabricante
- Desechar al llegar al número de usos indicado

Marca · Modelo
KLS Martin 80-287-89-04

Código MD Perú
KLS-ACC-001

Imagen referencial. Compatibilidad sujeta al conector de la pinza y del generador; consultar antes de comprar. Datos según KLS Martin y el proveedor.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC