KLS MARTIN · SELLADO VASCULAR BIPOLAR

Pinza de sellado vascular marSeal® slim IQ · 370 mm

Instrumento bipolar reutilizable para sellar y cortar vasos y paquetes de tejido en laparoscopía y cirugía abierta. Sella vasos de hasta 7 mm y corta con su cuchilla integrada, sin cambiar de instrumento. Funciona con el generador KLS Martin maXium en modo SealSafe IQ.



Vasos de hasta 7 mm

Sellado con presión de ruptura mayor a 360 mmHg.

Sella y corta

Cuchilla integrada: corta el tejido sellado sin cambiar de pinza.

Vaina giratoria 360°

Diámetro de 10 mm y 370 mm de largo para laparoscopía.

Reutilizable

Se desarma y se autoclava a 134 °C; solo la cuchilla es desechable.

Laparoscopía · Cirugía general · Ginecología · Urología · Hecho en Alemania

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

KLS Martin · marSeal® slim IQ 370 mm

Producto	marSeal® slim IQ, vaina de 370 mm · instrumento completo, sin cuchillas
Código de fábrica	80-630-42-04
Diámetro / largo	10 mm · 370 mm (versión corta de 200 mm: 80-630-43-04)
Sellado	Venas, arterias y paquetes de tejido · vasos de hasta 7 mm · presión de ruptura mayor a 360 mmHg
Corte	Mecanismo de cuchilla integrado
Rotación	Vaina tubular giratoria 360°
Generador	KLS Martin maXium con modo SealSafe IQ (hardware HW 06 o superior, software V3.400 o superior)
Tecnología IQ	Reconocimiento del instrumento y ajuste automático de corriente y potencia ("plug and play")
Reprocesamiento	Totalmente desarmable · autoclavable a 134 °C · se entrega no estéril
Peso	0,53 kg
Fabricante	KLS Martin · Alemania



Pinza con mango y cable

Consumibles y repuestos

- Cuchilla desechable, caja x 6 · 80-630-15-04
- Cuchilla estéril, caja x 10 · 80-630-16-04
- Mango marSeal IQ con cable de 4 m · 80-630-45-04
- Vaina tubular slim 370 mm · 80-630-34-04
- Herramienta de limpieza · 80-630-17-04

Importante

- Requiere generador KLS Martin maXium; no funciona con otros electrobisturís
- Las cuchillas se piden por separado

Ventajas

- Sella y corta con un solo instrumento
- Menos daño térmico lateral: solo sella lo que está entre las mandíbulas
- Reutilizable: menor costo frente a pinzas desechables
- Sirve para laparoscopía y cirugía abierta

Cuidado y uso

- Usar solo con generador maXium en modo SealSafe IQ
- Cambiar la cuchilla según las indicaciones del fabricante
- Desarmar, limpiar y autoclavar a 134 °C después de cada uso
- Revisar aislamiento y mandíbulas antes de cada cirugía

Marca · Modelo
KLS marSeal slim IQ 370

Código MD Perú
KLS-ELQ-001

Imágenes referenciales. El generador maXium y las cuchillas no están incluidos. Datos según KLS Martin; pueden cambiar sin previo aviso.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC